


 **TruVol**[™]

Rilascia una Dose Precisa
di Allergene ad Ogni Utilizzo



Standardizza la dose in semplici 3 mosse



CARICA la siringa con l'allergene nel dispenser di precisione TruVol.

RIEMPI la camera di TruVol con l'allergene (rimuovi poi l'eccesso).

APPLICA l'allergene nella celletta premendo lo stantuffo di TruVol.

- Rilascia accuratamente dosi standardizzate di allergene (20µl) ad ogni utilizzo.
- Aiuta a risparmiare denaro evitando di riempire troppo le cellette.
- Garantito con le siringhe AllergEAZE da 5ml.

Part # AL7950

