

TRUE TEST® MODULO STANDARD DI RACCOLTA DATI

Lotto nr. _____

Data applicazione _____

Nome paziente _____

Nr. Cartella _____ Età _____ Sesso (M/F) _____ Razza _____

Nome del medico _____

Indirizzo _____ Telefono _____

Città _____ Provincia _____ Codice postale _____

Data Letture nr 1 _____
Data Letture nr 2 _____
Data Letture nr 3 _____

REAZIONI POSITIVE	RILEVANZA CLINICA			
	Allergene nr.	Attuale	Pregressa	Sconosc.

PANNELLO 1	
1 = Solfato di nickel 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____	7 = Colofonia 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____
2 = Alcoli della lanolina 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____	8 = Parabeni mix 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____
3 = Solfato di neomicina 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____	9 = Patch vuoto 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____
4 = Bicromato potassico 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____	10 = Balsamo del Perù 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____
5 = Caine mix 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____	11 = Dicloridrato di etilendiamina 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____
6 = Profumi mix 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____	12 = Cloruro di cobalto 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____

PANNELLO 2	
13 = Resina p- ter- butil- fenolo formaldeidica 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____	19 = Metil-dibromo-glutaronitrile 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____
14 = Resina epossidica 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____	20 = P-fenilen-diammina 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____
15 = Carbo mix 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____	21 = Formaldeide 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____
16 = Gomme mix 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____	22 = Mercapto mix 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____
17 = Isotiazolinone Cl⁺ Me⁻ (Kathon CG) 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____	23 = Timerosal 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____
18 = Quaternium - 15 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____	24 = Tiuram mix 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____

PANNELLO 3	
25 = Diazolidinilurea (Germall II) 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____	31 = Idrocortisone-17-butirato 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____
26 = Chinoline mix 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____	32 = Mercaptobenzotiazolo 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____
27 = Tixocortol-21-pivalato 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____	33 = Bacitracina 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____
28 = Oro-sodio tiosolfato 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____	34 = Partenolide 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____
29 = Imidazolidinilurea 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____	35 = Disperso blu 106 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____
30 = Budesonide 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____	36 = Bronopol 1 ^a _____ 2 ^a _____ 3 ^a _____

Descrizioni dei codici per i risultati dei Patch Test

Reazione estremamente positiva (+++): estesa, con bolle, ulcerativa

Reazione fortemente positiva (++) : eritema, edema, papule e vescicole

Reazione debolmente positiva (+): non vescicolare, eritema, infiltrazioni, possibili papule

Reazione dubbia (?): solo eritema maculare

Reazione irritativa (IR)

Reazione negativa (-)